

# Kaiko-neoform<sup>®</sup> MED FF

## PESU- JA DESINFEKTIOAINEET

### Puhdistus- ja desinfiointiaine pinoille

#### Yleistä

Lääkinnällisten laitteiden, ja muiden pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin sairaaloissa, lääkäri-aseilla, vanhusten palvelukodeissa, laboratoriois-saym. kohteissa.

Soveltuu käytettäväksi myös Dr. Weigert neoform RTF pyyhkeiden kanssa.

VAH3-listattu.

Sertifioitu bakteereja tappava, hiiva- ja tuberkuloidisesti aktiivinen DGHM1-menetelmän mukaan.

Virucidisinen aktiivisuus RKI / DVV2-menetelmän mukaan sekä aktiivinen Clostridium difficile torjuntaan EN-menetelmän mukaan. Sisältyy IHO<sub>4</sub>-desinfiointiaineiden luetteloon.



Dekonta AF

Pintojen desinfiointiin

Soveltuu eri pinoille

Tehokas

VAH3-listattu

Formaldehyditon



**Kaiko**Medi

## Käyttö ja annostelu

- neoform MED FF: tä käytetään pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin huoneenlämmössä pyyhkimällä.
- Laimenna neoform MED FF alla mainittujen annostussuositusten mukaisesti.
- Pyyhi puhdistettavat ja desinfioitavat pinnat liuoksella ja noudata alla mainittuja vaikutusaikoja.
- Katso ohjeet tuotteen käyttämisestä neoform RTF-pyyhkeiden kanssa tuotteen esitteestä.
- Liotettuja neoform RTF pyyhkeitä voidaan käyttää jopa 28 vuorokautta, kun pyyheastia pidetään tiukasti kiinni.
- Huuhtelevat pinnat kostealla veteen kastetulla pyyhkeellä.

Ohjeet pintojen desinfiointiin (20 ° C)		
	Puhtaat pinnat (esipuhdistetut)	Likaiset pinnat (ei esipuhdistusta)
bactericidal / yeasticidal (DGHM)	10 ml/l (1.0 %), 5 min.	15 ml/l (1.5 %), 5 min.
	5 ml/l (0.5 %), 15 min.	10 ml/l (1.0 %), 15 min.
	2.5 ml/l (0.25 %), 60 min.	5 ml/l (0.5 %), 30 min.
tuberculocidal (DGHM)	40 ml/l (4.0 %), 30 min.	40 ml/l (4.0 %), 30 min.
	10 ml/l (1.0 %), 60 min.	10 ml/l (1.0 %), 60 min.
active against enveloped viruses (RKI/ DVV) (incl. HIV, HBV, HCV)	5 ml ml/l (0.5 %), 5 min.	-
virucidal (RKI/DVV)	20 ml/l (2.0 %), 60 min.	-
active against C. difficile (EN 13704)	30 ml/l (3.0 %), 30 min.	-

- Vain ammattikäyttöön!
- Desinfiointiaineita käytettäessä on käytettävä asian mukaisia suojakäsineitä.
- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
- Käytä desinfiointiaineita turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

## Tekniset tiedot

- pH- alue: 4.4 (tiiviste 20 °C)
- Viskositeetti: < 10 mPa s
- Tiheys: n. 1.0.g/ cm<sup>3</sup> (20 ° C)

## Ainesosat

- Ainesosat EC-määräyksen nro. 648/2004 mukaan:
- Vaikuttavat aineet 100 grammassa:  
5,0 g bentsalkoniumkloridia  
3,0 g didekyylidimetyyliammoniumkloridia  
8,0 g glutaraalia

## CE-merkki

Neoform MED FF täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

## Säilytys ja varastointi

Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 4 vuotta.

## Vaara- ja turvalausekkeet

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja turvallisuustiedoista on EC-käyttöturvallisuustiedotteissa.