

Kaiko–neoform[®] Rapid

PESU– JA DESINFEKTIOAINEET

Nopea desinfiointiaine lääkinnällisiä laitteita ja pintoja varten.

Yleistä

Käyttövalmis ratkaisu.

Käyttökohteet

- Spesifinen ja nopea desinfiointi.
- Lääkinnällisten laitteiden pinnat, esim. kirurgiset pöydät ja muut pinnat sairaaloissa sekä lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanotoilla.
- Pinnat ja laitteet lääketieteellisuuden ja kosmetiikan alalla.
- Laboratorioalueen pinnat, esim. laboratorion tasot.

Soveltuu käytettäväksi myös Dr. Weigertin neoform RTF liinojen kanssa. Ainetta kaadetaan kannelliseen astiaan, jossa liinat ovat, jonka jälkeen ne ovat käyttövalmiita.



neodisher Rapid

Suorituskyky

- Bakterisidinen, yeastisidal, fungisidinen ja tuberkulosidinen vaikutus vahvistettu VAN:n ja EN-menetelmien mukaisesti; aktiivisuus vaipallisia viruksia vastaan vahvistettu RKI / DVV3:n testi-ohjeiden mukaisesti sertifiikaatilla.
- Myös rajallinen virusidiaktiivisuus (aktiivinen noro- ja adenovirusta vastaan) sekä aktiivinen rotavirusta vastaan.
- Dr. Weigertin annostelijan neoform RTF liinojen käyttö noudattaa VAH:n nykyisen suosituksen vaatimuksia.
- Desinfiointivien pintojen on oltava yhteensopivia alkoholipitoisten desinfiointiaineiden kanssa.
- Ei sovellu akryylilasin desinfiointiin (perspex).
- VAH-listattu.
- Sisältyy IHO:n desinfiointiaineiden luetteloon.

Nopea ja tehokas vaikutus

Helppokäyttöinen

Laajakirjoinen

Vaahtoamaton

Ympäristöystävällinen

Erityisominaisuudet

- Laaja toimintakirjainen, myös lyhyillä vaikutussajoilla.
- Nopea ja tahraton kuivaus, ei tarvita huuhtelua makealla vedellä.
- Ei sisällä aldehydejä, väriaineita ja hajusteita.

Käyttö ja annostelu

Levitä neoform Rapid pinnoille ja desinfioi pyyhkimällä. Pinnat on kasteltava kokonaan neoform Rapidilla. Halutun toiminnan saavuttamiseksi on noudatettava tarkasti alla mainittuja vaikutusajoja.

Katso ohjeet neoform Rapidin tuotteen käytöstä neoform RTF liinojen esitteestä.

Kostutettuja neoform RTF liinoja voidaan käyttää enintään 28 päivän ajan, kun annostelijan kansi pidetään tiiviisti suljettuna.

	Puhtaat olosuhteet, 20 °C (puhdistetut pinnat)
Bakteerit (VAH-11, EN 13727, EN 16615)	laimentamaton, 1 min
Hiiva (VAH, EN 13624, EN 16615)	laimentamaton, 1 min
Sienitautien torjunta (EN 13697)	laimentamaton, 3 min
Tuberkulosidi (EN 14348)	laimentamaton, 30 sek
Aktiivinen vaipallinen virus (mukaan lukien HIV, HBV, HCV) vastaan (EN 14476, RKI / DVV3)	laimentamaton, 15 sek
Rajallinen virusidiaktiivisuus (adenovirus, norovirus, mukaan lukien ali-vaipalliset virukset) (EN 14476)	laimentamaton, 2 min
Aktiivinen norovirusta vastaan (MN \ r) (EN 14476)	laimentamaton, 2 min
Aktiivinen adenovirusta vastaan (EN 14476)	laimentamaton, 1 min
Aktiivinen rotavirusta vastaan (EN 14476)	laimentamaton, 1 min
VAH-luettelo	laimentamaton, 5 min

Alkoholipitoisuuden vuoksi neoform Rapidia ei saa levittää liian suurina määrinä (enintään 50 ml / m² käsiteltävälle pinnalle ja enintään 100 ml / m² peruspinta-alaa). Lue huolellisesti vaara- sekä turvalausekkeet ja noudata niitä!

Asiantuntijaraportit

Desinfiointivaikutus on vahvistettu sertifikaatilla. Voimme tarjota todistuksia pyynnöstä.

Yleisiä huomautuksia

- Vain ammattikäyttöön.
- Taloudelliseen ja hallittuun annostukseen suositellaan manuaalisten annosteluvälineiden käyttöä.
- Suositellaan käsineiden käyttöä desinfiointiaineita käsitellessä.
- Jälleenkäsittelyn tulee olla kaikkien lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin mukaisten asetusten mukainen, ja se on suoritettava asianmukaisilla validoiduilla prosesseilla.
- Noudata jälleenkäsittelyssä lääkinnällisten laitteiden ja pintojen valmistajan antamia suosituksia.
- Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa.
- Käytä desinfiointiainetta turvallisesti. Lue aina esite ja tuotetiedot ennen käyttöä.

Tekniset tiedot

Viskositeetti	<10 mPa s (laimentamaton, 20 °C)
Tiheys	noin 0,9 g / cm ³ (20 °C)
Leimahduspiste	noin 27 °C DIN 22719 mukaan

Ainesosat

Vaikuttavat aineet 100 grammassa:

35,0 g propanoli-1

25,0 g etanolia

CE-Merkki

neoform Rapid noudattaa lääkinnällisiä laitteita koskevia eurooppalaisia ohjeita.

Varastointitiedot

Säilytä aina lämpötilassa -15 °C ja 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Käytettävissä 3 vuoden ajan valmistuksesta.

Katso viimeinen käyttöpäivämäärä pakkauksessa olevasta leimasta tiimalasi symbolin jälkeen.

Vaara- ja turvalausekkeet

Katso turvallisuustiedot EU-käyttöturvallisuustiedotteista. Hävitä kun astia on tyhjä ja suljettu. Tuotejäämien hävittäminen, katso käyttöturvallisuustiedote.

