

**EZTest® VILJELYPALVELU**

Testaus on suoritettava EZTest® indikaattoreilla puoli vuosittain. Lisäksi aina huollon ja validoinnin yhteydessä, sekä mikäli kemiallisten indikaattoreiden muutos ei ole normaali tai Bowie&Dick testissä on ilmennyt häiriöitä. Aseta ampullit vaakasuoraan steriloitavien pakkausten sisään ja ainakin kriittisimpiin kohtiin: *1. Lähelle ovea ylimmälle tasolle, 2. Alahyllylle takaseinän läheisyyteen, 3. Keskihyllylle hyllyn keskelle.* Numeroi etiketit juoksevasti ja täytä taulukko. Lähetä EZTest indikaattorit osoitteeseemme suojattuna. Lähetä myös yksi steriloimaton vertailu-indikaattori merkinnällä "C" (= control) samasta erästä. Älä kirjoita korkkiin, älä avaa / riko kapselia.

EZTest eränumero (Lot.):				Viljelypalvelu täyttää:			
EZTest viimeinen käyttöpäivä (Exp.):				Alkoi Pvm	Klo	Päättyi Pvm	Klo
Nro	Laite/Tyyppi	Lämpötila/Paine	Sterilointiaika	Indikaattorin sijainti		Vastaus	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
"C"							

Lähetys pvm / sterilointi pvm: \_\_\_\_\_  
 Lähettäjä: \_\_\_\_\_  
 Osoite: \_\_\_\_\_  
 Postinumero ja -paikka \_\_\_\_\_  
 Puhelin / Fax: \_\_\_\_\_  
 Yhteyshenkilö: \_\_\_\_\_  
 Sähköposti: \_\_\_\_\_

Viljelyn vastaus postitettu: \_\_\_\_\_

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Käännä, ole hyvä! > > >

## STERILOINTITARVIKKEIDEN TILAUS

Luotettavan sterilointiprosessin valvontaan kuuluu kemiallisten indikaattoreiden käyttö jokaisessa pakkauksessa, säännöllinen tarkastus biologisilla indikaattoreilla sekä aamuisin suoritettava tyhjiötestaus niissä autoklaaveissa, joissa se on rakenteellisesti mahdollista.

<b>BIOLOGISET INDIKAATTORIT (Sopivat myös Attest-hauteisiin)</b>			<b>Tilausmäärä</b>	
EZS-100	EZTest höyrysterilointiin	100 kpl laatikko		ltk
EZS-20	EZTest höyrysterilointiin	20 kpl laatikko		ltk
<b>KEMIALLISET INDIKAATTORIT</b>				
<i>Höyrysterilointi</i>				
CI-108	STEAM CHART 121 - 134 °C	250 kpl laatikko		ltk
CI-111	CROSS-CHECKS L, yleisindikaattori	250 kpl laatikko		ltk
<i>Kuumailmasterilointi</i>				
CI-113	DRY HEAT	1000 kpl rulla		ltk
CI-136	DRY CHECKS Liuskaindikaattori	250 kpl laatikko		ltk
<i>Etyleenioksidisterilointi</i>				
CI-106	CROSS-CHECKS EO	250 kpl laatikko		ltk
<i>Plasmasterilointi</i>				
CI-115	CROSS-CHECKS P, matalaplasmasterilointiin	250 kpl laatikko		ltk
<i>Tyhjiön tarkistus</i>				
BD-108	BOWIE DICK Testipakkaus	20 kpl laatikko		ltk
BD-118	BOWIE DICK –Green Card, aloituspakkaus	teline + 30 korttia		ltk
BD-117	Green Card lisäkortit	120 kpl laatikko		ltk
BD-117o	Green Card lisäkortit	30 kpl laatikko		ltk
BD-120	Green Card lisäkortit	15 kpl ltk		ltk
<i>Helix-testit</i>				
PCD 102	SMU kertakäyttöinen prosessitesti ontoille instrumenteille	12 kpl laatikko		ltk
<i>Pesukonetestit</i>				
PEREG03	TOSI-Testi pesu- ja desinfektioneille	12 kpl laatikko		ltk
PEREG02P2	LumCheck, testiputki (teräs) instrumentti- ja uä-pesulaitteille	1 kpl		kpl
PEREG02	LumCheck -liuskat	25 kpl laatikko		ltk
PEREG04	SonoCheck - ultraäänipesukoneille	30 kpl laatikko		ltk
PEREG05P	FlexiCheck – testiputki skooppien pesukoneille (sopii koneille, joissa on kanavanhuuhtomisjärjestelmä)	1 kpl		kpl
PEREG05	FlexiCheck - testiliuskat	25 kpl laatikko		ltk

MUUTA:

---



---



---

**HUOM! VILJELYPALVELUMME ON EZTest LOPPUKÄYTTÄJÄLLE MAKSUTON!**



**Tilausnro ja pvm**

**Tilaaja**

**Toimitusosoite**

**Laskutusosoite**

**Puh / Fax**

**Allekirjoitus**

---



---



---



---



---