

# Kaiko-MELAdem 40 ja MELAjet

## PROSESSISUODATTIMET

Laadukasta demineralisoitua vettä autoklaavin höyrykehittimelle.

### Toiminta

MELAdem 40-suodatin tarjoaa demineralisoitua vettä MELAG:in autoklaaveihin.

MELAjet -vesipistoolin avulla myös käsi-käyttöiseen instrumenttien esikäsittelyyn.

MELAjet -vesipistoolilla voi myös kätevästi täyttää MELAG:in pienten tankillisten autoklaavien yms. vesitankit.



MELAdem 40 -suodatin ja MELAjet -vesipistooli.

MELAG -autoklaavien yhteyteen

Helppokäyttöinen

Ei vesien kaatelu

Vesipistooli erilaisilla suihkupäillä

Onteloisille instrumenteille

## Käyttökohteet

- **Autoklaavien yhteyteen**

Voidaan asentaa suoraan MELAG Vacuklav-, Vacuquick- ja Euroklav-autoklaavien yhteyteen.

- **Välinehuollon apuvälineeksi**

Jopa 20–30% välinehuollon kustannuksista syntyy esikäsittelytoimenpiteistä.

Välinehuollon työntekijälle jää enemmän aikaa muille työtehtäville, kun esikäsittelytoimenpiteet sujuvat helposti.



MELAG Vacuklav 40 B MELAdem 40 -suodattimella ja MELAJet -vesipistoolilla.

## Ominaisuudet

- Nopea asentaa
- MELAG -autoklaavien yhteyteen
- Vähentää tislattun veden kanisterien kanssa työskentelyä
- Instrumenttien esikäsittelyyn



MELAJet -vesipistooli sumutusasetuksella



MELAJet -vesipistooli suorasuihkuasetuksella

Tekniset tiedot	MELAdem 40
Käsitellyn veden laatu	1–5 µS/cm
Bakteriologinen luokitus	Puhdasvesi
Tuotantokapasiteetti (600 µS/cm)	120 litraa
Hartsin täyttö	2 patruunaa
Vedenpaine (max.)	10 bar
Paino (patruunoilla)	2,4 kg
Mitat (L x S x K) cm	32 x 15 x 35



MELAJet -vesipistooli erilaisilla suutinpäillä