

Kaiko-Mustesaumaustesti

SAUMAUSTESTI

Testiä käytetään sterilointipussin saumauslaadun varmistamiseen.

Toiminta

Mustesaumaustesti on helppo uudenlainen rutiinitesti eri tyyppisille saumauslaitteille. Se sopii paperi-, kuitu- ja kangasmateriaaleille.

Mustesaumaustesti on helppo, turvallinen ja nopea testitapa joka täyttää 11607-1 & DGSV Guideline 2015 vaatimukset.

Saumaustestillä voi tehdä testauksen yhteydessä sauman laatutestaus sotkematta ympäristöä musteeseen, pipetin käyttöä ja täyttöä ei tarvita.

Testi laitetaan sterilointipussin sisälle, jonka jälkeen pussi saumataan. Saumaamisen jälkeen alumiinissa oleva muste vapautetaan kämmenellä painamalla.

Jos muste pysyy sterilointipussin sisällä ja saumat ovat virheettömät, testitulokset on hyväksytty.

Jos mustetta tunkeutuu joko tehdassauman tai saumaajalla tehdyn sauman sisään, testitulokset on hylätty.

Testit on pakattu 30 kpl alumiinipakkauksiin. Alumiini suojaa mustetta valon vaikutuksilta.

Tuotekoodi: 8801093.



Mustesaumaustesti

Helppokäyttöinen

Turvallinen

Nopea testitapa

Ei sotke ympäristöä

11607-1 & DSG Guideline