

EZTest® VILJELYPALVELU DAC

Testaus on suoritettava EZTest® -indikaattoreilla DAC S-luokan sterilointilaitteessa 2. kuukauden välein. Aseta ampulli laitteen mukana tulevaan pidikkeeseen ja aja ohjelma. Numeroi etiketit juoksevasti ja täytä taulukko. Lähetä EZTest indikaattori osoitteeseemme suojattuna. Lähetä myös yksi sterilioimaton vertailu-indikaattori merkinnällä "C" (= control) samasta erästä. Älä kirjoita korkkiin, älä avaa / riko kapselia.

EZTest eränumero (Lot.):				Viljelypalvelu täyttää:			
EZTest viimeinen käyttöpäivä (Exp.):				Alkoi Pvm	Klo	Päättyi Pvm	Klo
Nro	Laite/Tyyppi	Lämpötila/Paine	Sterilointiaika	Indikaattorin sijainti		Vastaus	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
"C"							

Lähetys pvm / sterilointi pvm: _____
Lähetäjä: _____
Osoite: _____
Postinumero ja -paikka _____
Puhelin / Fax: _____
Yhteyshenkilö: _____

Viljelyn vastaus postitettu: _____

Allekirjoitus: _____

Käännä, ole hyvä! >>>>